

天心堂 へつぎ病院CT室

特徴


- ◆ 当直体制により24時間緊急検査可能
- ◆ 専門読影医による迅速な読影体制
- ◆ 病診連携室による円滑な紹介体制
- ◆ 画像データCD作成可能

Topics

臓器被ばく線量測定ソフト (ImPACT CT)

CT検査での放射線被ばくが気になる方の為に、臓器被ばく線量を概算する事ができるソフトをご用意しておりますので、必要な方はお申し出下さい。

ニーズに応える紹介体制 を目指します



私たちは、温もりのある医療を提供いたします。

紹介検査対応時間 9:00~17:00

	月	火	水	木	金	土	日
単純CT	○	○	○	○	○	○	×
造影CT	○	○	○	○	○	×	×

造影CT検査に関して

- ・造影CT検査は土、日、祝日は対応できません。
- ・造影CTの際は同意書、点滴等の処置がございます。
- ・30~40分前にはご来院いただけますよう患者様にお伝え下さい。

連絡先

TEL 097-597-5777
FAX 097-597-5833
担当 病診連携室 衛藤

※詳細な検査指示がある場合は放射線科にお問合せ下さい。

検査紹介

▶インプラント用CT ▶下肢血管造影-CT ▶仮想内視鏡CT



ご注意

- ※インプラント用CTは歯科専用CTではありません。
- ※造影検査は休日、夜間に対応していません。
- ※仮想内視鏡CTは内視鏡で通過困難な場合に行います。

CT装置紹介

装置名: Bright speed Elite



- 装置メーカー: GEヘルスケア
- 装置構成 : 16列マルチスライスCT(最小0.625mmスライス)
- 装置性能 : 最小スライス0.625mm、回転速度0.5 sec/rot
- 被ばく低減 : 3D-Auto AEC機能(自動管電流調整機能)

